



Système de tracking avec QR CODE et numéro unique

FM Ref Number: 1501-0442-2D1

## MÉDECIN

Professeur. nom\_1 prenom\_1  
adresse\_1 -  
49033 ANGERS CEDEX CEDEX 9 - France

## LABORATOIRE

NOM\_1  
adresse1\_1 -  
. LUXEMBOURG CEDEX - France

## PATIENT

Nom DEMO  
Prénom FM\_ALD  
Date de naissance 28/05/1972  
Genre Masculin

## BIOMARQUEURS

Date de prélèvement: 02/01/2015


Taux Prothrombine	76 %	Acide Hyaluronique	19 µg/L
Plaquettes	106 G/L	A2M	1,70 g/L

Résultats de L'ANALYSE SANGUINE

RÉSULTATS: SCORES & CLASSIFICATION pour la fibrose, la cirrhose & l'activité inflammatoire

**FibroMètre** 0,57  
*Score de fibrose*

Classification<sup>1</sup>  
**F1/F2**



**QuantiMètre** 9%  
*Pourcentage de fibrose*

Résultats illustrés sous forme de BARGRAPHS pour une meilleure visibilité

## INFORMATIONS D'INTERPRETATION

Le package FibroMeter™ Alcool évalue le stade de fibrose du foie ainsi que l'air de fibrose, chez les patients atteints d'hépatites alcooliques. Un algorithme breveté analyse et compare les résultats de 4 marqueurs sanguins en conjonction avec l'âge et le poids du patient pour donner un score de fibrose (entre 0 et 1) et son équivalence en stade METAVIR, ainsi que l'estimation de l'aire de fibrose. Les résultats doivent être interprétés en fonction du contexte clinique du patient.

<sup>1</sup>Le Score METAVIR est un système de notation histologique utilisé pour déterminer la nature et l'étendue de la fibrose hépatique et de l'inflammation.

F0 = pas de fibrose  
F1 = fibrose portale sans septa  
F2 = fibrose portale avec quelques septa  
F3 = nombreux septa sans cirrhose  
F4 = cirrhose

Informations nécessaires à l'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MISES EN GARDE

Les circonstances suivantes sont susceptibles d'impacter le résultat et/ou l'interprétation des tests FibroMeter™ A:

- Age : patient de moins de 18 ans
- Grossesse
- Hépatite aiguë
- Autre maladie chronique isolée ou associée au foie
- Patients sous traitement interférant (anti-fibrosant, anti-coagulant par AVK)
- Affections sévères ou chroniques non liées au foie entraînant un syndrome inflammatoire tel que l'arthrite
- Insuffisance d'autre organe que le foie, en particulier l'insuffisance rénale
- Toute cause susceptible de faire varier un marqueur en dehors de l'hépatopathie, exemples : pathologie aiguë, injection d'acide hyaluronique...

PRÉCAUTIONS D'USAGE & AVERTISSEMENTS pour une utilisation optimale du test

Echosens  
30 Place d'Italie  
75013 Paris - France

www.fibrometer.com  
Date de traitement: 15/01/2015